

Ca0a	REFROIDISSEMENT	Provided By	TALBOT-MATRA
302	Outillage spécifique	ESPACE murena	Murena



Extracteur
Réf 0001552500



Colonnes pour extracteur 0001552500
Réf. 0002086200



Emmanchoir d'axe de pompe à eau.
Réf. 0002086500



Emmanchoir de moyeu de pompe à eau.
Réf 0002086600



Extracteur de turbine de pompe à eau.
Réf. 0002090000



Emmanchoir de turbine de pompe à eau.
Réf. 0002086700



Outil de positionnement du roulement de pompe
à eau.
Réf. 0016901800



Manchon pour emmanchement roulement de
vilebrequin.
Réf. 0001552200



Bouchon pour remplissage du circuit d'eau sur
vase d'expansion.

A réaliser par l'utilisateur :

- Contre percer un bouchon de vase d'expansion.
- Faire passer un tuyau plastique (B), longueur 1 m environ, à travers le bouchon.
- Placer le ressort (C).
- Introduire la coupelle (A) dans l'extrémité du tuyau.